



CPAP Modelo RESPIRE



Respire CPAP ante todo está destinado para el uso en el hogar, mientras se duerme. También puede ser usado mientras se está fuera del hogar, ya que es relativamente pequeño, fácil de configurar y hacer funcionar.

El rango de presión de Respire CPAP (3 – 18 cm H₂O) permite al médico elegir una configuración de la presión que funcionará mejor. Además, el dispositivo está equipado con una función de rampa de presión para un mayor confort.

Características:

- Funcionamiento Sereno.
- Fácil Manejo; un solo interruptor, para el ajuste de las funciones de encendido, apagado o retardo de presión.
- Mayor confort con ajuste controlado del paciente para retrasar por completo el aumento de la presión, por encima de un período de 20 minutos.
- Base antideslizable para una posición firme sobre cualquier superficie recta.
- Bolso de viaje (opcional) portátil y con manijas para la comodidad de su transporte.
- Control de nivel de presión ajustable clínico con tapa.
- Medidor de horas de uso (opcional).
- 2 años de garantía sobre las piezas.

Especificaciones:

- Rango de presión: 3 – 18 cmH₂O.
- Rampa de retardo: 0 – 20 minutos.
- Peso: 2,16 kg.
- Dimensiones: 34x22x16 cm.
- Requerimientos eléctricos: 230 VAC, 50 Hz.
- Fusibles: T 250mA L, 250 V.
- Corriente de entrada: 180 mA.
- Consumo de energía: máximo 41,4 VA.
- Filtro de aire: 2 partes de espuma/polipropileno.
- Temperatura de funcionamiento: 10-38 °C.
- Temperatura de almacenamiento y traslado: -7 a 49 °C.
- Humedad relativa máxima: 99%.