



Instrumédica s.r.l.

Detectores fetales

Marca EDAN modelo SONOTRAX

Características:

- + **SonoTrax Doppler** puede resolver los problemas rutinarios de las parteras y de la mujer embarazada.
- + **SonoTrax Lite** es el más simple y es utilizado solamente para escuchar los latidos fetales.
- + **SonoTrax Basic** es un modelo del alto rendimiento con la exhibición digital de FHR LCD.
- + **SonoTrax Basic A** posee un backlight para mejor visualización.
- + **SonoTrax Pro** se puede utilizar con el transductor de 4MHz o la punta de prueba de 8MHz para diagnostico vascular.
- + Todos estos modelos tienen salida de audio y pueden conectarse al auricular.



Model	Interchangeable probes	FHR display	Built-in audio recorder	Backlight	Water proof probe	Auto probe detection display	Battery status display	Low battery indication
SonoTrax Lite	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
SonoTrax Basic	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No
SonoTrax Basic(A)	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SonoTrax Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Option	Rechargeable, Ni-H battery, Re-charger, Earphone, Canvas Bag, 9V Alkaline Battery							