



Instrumédica s.r.l.

Monitores fetales

Marca EDAN modelo CADENCE I

Características:

- + Detección automática del movimiento fetal.
- + Impresora térmica.
- + Alimentación automática (100-250V).
- + Interfase para conectar a PC

Configuración:

Modelo: **Cadence Basic**

Función: FHR, TOCO, AFM
Movimientos Fetales
Impresora Térmica

Modelo: **Cadence Dual**

Función: Gemelos FHR, TOCO, AFM
Movimientos Fetales
Impresora Térmica

Modelo: **Opcional**

Función: DECG y IUP (solamente para Cadence Basic).
Estimulador Fetal

