



Instrumédica s.r.l.

## Oxímetros de pulso

Marca MEK modelo MP110

### Características

SpO2 Rango: 0 – 100 %

Frecuencia Cardíaca Rango: 30 – 250 bpm

### General

**Pantalla:** Resolución: 123 X 64 (mono)

### Parámetros graficados

Frecuencia cardíaca.

Curva de Saturación de oxígeno

Marcas de pulso y batería

Cuenta regresiva de silencio de alarma

Menú en pantalla

### Alarmas

SpO2

Límite superior: 52~ 100%

Límite inferior: 0~ 99%

BPM

Límite superior: 30~ 300 bpm

Límite inferior: 20~ 290 bpm

Silencio de alarma: 30 seg.

**Alimentación:** 100-240 VAC.

### Batería

6V 1,6Ah

Tiempo de operación continua: 8 horas.

Tiempo de carga completa: 10 horas.

**Dimensiones:** W 102 x H 156 x D 41

**Peso:** 400 g

### Comunicaciones – Entrada y Salida

COM1 RS-232 Baud rate 19200 bps STD I/O

